


「CTC 捕捉キット」 デモ機のご案内

本製品の組み立て、チップへの送液テストなどをお試しいただけます



CTC 捕捉キットの主な構成
シリンジポンプ

サンプルリザーバー

ポリマー CTC チップ

チップホルダー

デモ機内容



- チューブ、コネクター、シリンジなどの全パーツと
ポリマー CTC チップ 1 枚を含みます



デモ機使用について

- 細胞捕捉テストを行う場合は、抗体をご用意
ください
- 使用できるサンプルは、感染の恐れが無い培養細胞などです
(ヒト全血などの使用には追加パーツが必要です。詳細はお問い合わせください。)
- 取扱、操作等の説明は、いつでも電話、ビデオ通話などで対応いたします